

- REG - режим поиска наборов данных на архивной ленте (N - по списку имён наборов данных, P - по списку префиксов имён наборов данных, A - все модули). По умолчанию: REG = N;
- RW - режим записи разделов в библиотеку (R - заменить элемент в справочнике библиотеки, A - добавить элемент в справочник библиотеки), по умолчанию: RW = R;
- NMP - (в процедурах PUTAR, PUTZAR, PUTEAR) список имён разделов (от I до IØ имён);
- NMP - (в процедуре CRDAR) имя набора данных, под которым исходный модуль с карт записывается на архивную ленту;
- NMP - (в процедуре LSTPAR) имя набора данных, под которым листинг записывается на архивную ленту;
- NMP - (в остальных процедурах) список имён или префиксов имён наборов данных (от I до IØ имён или префиксов имён) (Под префиксом имени набора данных понимается следующее: пусть требуется с архивной ленты выбрать группу наборов данных, первые символы имён которых совпадают. Для этого не обязательно все эти имена перечислять, можно указать только эти общие первые символы в параметре NMP и указать режим поиска наборов данных в параметре REG = P, т.е. по списку префиксов имён наборов данных.);
- PPRM1 - дополнительная опция транслятора с языка ПД-I, по умолчанию: PPRM1=NOL;
- UTIN - физический адрес магнитофона с вводной лентой;
- UTOUT - физический адрес магнитофона с выводной лентой.

3.1. Процедуры общего назначения.

1. INAR - инициализация магнитной ленты для архива;
2. CONTAR - печать оглавления архивной ленты;
3. RETRAR - восстановление архивной ленты после сбоя при записи на неё очередного набора данных;
4. COPAR - копирование последних версий всех наборов данных с одной архивной ленты на другую архивную ленту по префиксу шифра группы, пользователя;
5. COPNAR - копирование последних версий наборов данных с одной архивной ленты на другую архивную ленту по списку имён наборов данных.