

- I3 -

```
//IDNAME JOB MSGLEVEL=1
//JOB LIB DD DSN=AT.EXEC,DISP=SHR
//ST1 EXEC PGM=ABC
//SYSPRINT DD DSN=ARCHIV,UNIT=SYSDA,SPACE=(TRK,100),
//          DCB=(RECFM=FBA,LRECL=121,BLKSIZE=2420),
//          DISP=(NEW,PASS,DELETE)
// EXEC LSTPAR,UT=280,Q=GGUU,NMP=ABC
//
```

При печати листингов с архивной ленты список имён листингов может указываться в параметре NMP процедур или в наборе данных с DD-именем SYSIN. Число имён в наборе данных до 1000.

#### 3.4. Процедуры для трансляции исходных модулей с архивной ленты.

1. ASMAR - трансляция исходных модулей с архивной ленты для программ на языке Ассемблера;
2. ASMZAR - трансляция исходных модулей с архивной ленты и каталогизация в библиотеку загрузочных модулей для программ на языке Ассемблера;
3. FORAR - трансляция исходных модулей с архивной ленты для программ на языке Фортран;
4. FORZAR - трансляция исходных модулей с архивной ленты и каталогизация в библиотеку загрузочных модулей для программ на языке Фортран;
5. PLAR - трансляция исходных модулей с архивной ленты для программ на языке ПЛ-I;
6. PLZAR - трансляция исходных модулей с архивной ленты и каталогизация в библиотеку загрузочных модулей для программ на ПЛ-I.

Примеры запуска процедур с консоли:

```
S ASMAR.ID,UT=280,Q=GGUU,MV=0,REG=N,ALIB2='USER.SL',
  APRM='NODECK,LOAD',NMP='SORT,COPY'
S ASMZAR.ID,UT=280,Q=GGUU,MV=0,REG=N,ALIB2='USER.SL',
  APRM='NODECK,LOAD',NMP='SORT,COPY',LPRM=NCAL,
  LIBZM='USER.ZM'
```